

<h1>Sistema di comando solido dal design piatto</h1>

LOCKING PANEL per letti regolabili nel settore ospedaliero e assistenziale è concepito per il montaggio fisso sulla parte anteriore del letto. Il sistema di comando si distingue per la sua elevata robustezza e la varietà di funzioni. Fino a quattro attuatori possono essere disattivati e attivati con il LOCKING PANEL. La posizione antishock è attivabile in caso di emergenza con un solo tasto. Inoltre l'elemento di comando convince con 15 tasti per il suo design moderno in colore grigio chiaro. L'apparecchio ergonomico è particolarmente piatto e facile da controllare con un tastierino normoconforme.

Adeguabile alle specifiche esigenze

Il sistema di comando è completato da un indicatore ottico di carica ed errori. Su richiesta è utilizzabile un gancio per il fissaggio flessibile del sistema di comando e la configurazione può essere adattata alle specifiche esigenze del cliente.

I vantaggi in breve:

 Particolarmente ergonomico Facile da pulire Molto solido e resistente Fissaggio al letto tramite ganci opzionali Tastierino normoconforme

- Colore: grigio chiaro RAL 7035
- Tasti: max. 15
- Posizione antishock ottenibile con la sola pressione di un tasto, indicatore ottico carica, indicatore ottico errori, personalizzazione su richiesta.



Standard configurations

Componenti

Indicatori	indicatore ottico carica, indicatore ottico errori
Colore della custodia	grigio chiaro RAL 7035

Altri dati

Grado di protezione	IPX4
Umidità relativa	30% - 75%
Temperatura ambientale	+10°C - +40°C
Tasti	max. 15
Opzioni di montaggio	per il montaggio fisso su frontali letto
	posizione antishock ottenibile con la sola pressione di un tasto

Extra configurations

Altri dati

Stampa customizzata	personalizzazione su richiesta
---------------------	--------------------------------



LOCKING PANEL



DEWERT

A Phoenix Mecano Brand

Page 3/3 - stand of 02/2020



Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern

Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@dewert.de • Internet: <http://www.dewert.de>