

# Gel Incubator Positioner




## GEL POSITIONERS

### Frequent use


Emergency room

Pediatric surgery

Intensive care unit



### PRESSURE REDUCTION AREA SCHEME



An important phase of any surgery is the accommodation of the patient on the operating table. In fact correct positioning reduces the risk of ulcer formation, pressure sores and nerve injuries during the operation.

Furthermore, the patient who goes through local or total anesthesia gradually loses consciousness, motor skills or at least sensitivity to touch and pain. He is therefore unable to perceive and react to potentially harmful external stimuli related to the position in which he is placed on the operating table or caused involuntarily and unknowingly by the health and social care staff: friction, rubbing, excessive and prolonged pressure, shocks, burns.

Therefore it is advisable to choose appropriate positioning devices that ensure correct pressure distribution and maintain the patient in the proper position throughout the intervention.

Reliable, efficient and not much expensive, the positioners are specially designed tools to prevent the onset of injuries and to relieve and stabilize any injuries already present in the patient undergoing surgery.

Gel positioners can be easily cleaned with common used detergents for ophthalmic, oral and plastic surgery.

The incubator gel positioner is designed for small neonatal intensive care unit patients.

The colour of the gel in which the positioner is made may change according to availability.

## Benefits



- Effectiveness to prevent abrasions;
- Effectiveness to prevent friction burns;
- Effectiveness to prevent decubitus wounds;
- Ergonomic design;
- Sanitizable and reusable.

## Features



- Polyurethane gel;
- Polyurethane coating;
- Latex free;
- Antibacterial.

## Dimensions



ID Product	Basic UDI-DI	Dimensions
GBSK0021	08809240020005	L.600 x P.330 x H.13 mm
GBSK0022	08809240020302	L.600 x P.400 x H.13 mm

## Technical sheet



GMDN Code	<b>35229</b>
Intended use	Gel positioners
Manufacturer	GARDHEN BILANCE SRL
Class	Class I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. EN 288 rev. 26/05/2022

