

COMPONENTI OPZIONALI
LETTINI

Tabella compatibilità accessori

- | | |
|--|----------------------|
| 1 Francis | 8 Active 100 |
| 2 Francis AV | 9 Active 120 |
| 3 Francis AV 2.0 (Bariatrico) | 10 Physio |
| 4 Francis AV 3.0 | 11 Physio G |
| 5 Francis AV 4.0 - Lettino Combo 2 in 1 | 12 Francis EL |
| 6 Francis Scale | 13 Flex |
| 7 Francis Scale AV | |


ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE ACCESSORI

CODICE ACCESSORIO

DESCRIZIONE ACCESSORIO

FOTO PRODOTTO

AC4L



Asta portaflebo in acciaio inox regolabile in altezza a 2 e/o 4 ganci.

COMPATIBILE PER LE SEGUENTI POLTRONE

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	27	29	
31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	48	49									

QUESTO ACCESSORIO È COMPATIBILE CON I LETTINI ELENCATI

Configurato il dispositivo, consultare gli uffici commerciali Gardhen Bilance al fine di evitare eventuali incompatibilità tra gli accessori scelti. Le immagini riprodotte sono puramente indicative ed è facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

AC4L

Asta portaflebo in acciaio inox regolabile in altezza a 2 e/o 4 ganci.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

AC4/2

Asta flebo posizionabile mediante le ruote con meccanismo di regolazione in altezza. È disponibile nella versione a 2 e 4 ganci.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

AC5L/1

Ruote gemellari 150 mm girevoli con stativo integrato e sistema frenante a bloccaggio totale con azionamento mediante pedali antero-posteriori.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

2	3	4	5	6	7	11
---	---	---	---	---	---	----

AC7L1G - AC7L1S

Dispositivo frenante su due assi con sistema direzionale. L'azionamento avviene tramite pedali bilaterali anteroposteriori facilmente raggiungibili.

- AC7L1G versione in acciaio zincato.
- AC7L1S versione in acciaio inox.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

AC7L2G - AC7L2S

Dispositivo frenante centralizzato con sistema direzionale. L'azionamento tramite 2 pedali bilaterali di facile accesso posti sul lato posteriore.

- AC7L2G versione in acciaio zincato.
- AC7L2S versione in acciaio inox.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

AC11

Supporto portarotolo posizionato sul retro dello schienale.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

AC17P

Box batteria supplementare utile a garantire la funzionalità del letto anche in assenza di alimentazione dalla rete elettrica. Questa batteria, oltre che a garantire la funzionalità in casi di emergenza, assicura numerosi cicli di funzionamento grazie alla sua elevata autonomia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AC17P/A

N.2 batterie 4,5 A con caricabatteria da tavolo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---


AC41

Stampante termica utile per la stampa del valore peso in tempo reale.

Viene alimentata mediante batterie ricaricabili e alimentatore in dotazione, inoltre può essere fissata alla poltrona con supporto dedicato.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


7

AC50L

Avvolgicavo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

AC107

Schienale motorizzato.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

AC107/1

Sezione intermedia/femorale motorizzata.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

4	5	10
---	---	----

AC107/2

Sezione gambale motorizzata.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


10

AC107/3

Schienale motorizzato attivabile mediante pulsantiera a pedale posta sul basamento anteriore del dispositivo..

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1

AC110/1

Reggigambe sagomati con meccanismi di regolazione 3D, ergonomici. Per un sostegno efficace degli arti inferiori. Su barra DIN

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1 2 3 4 5 6 7 13

AC111

Sezione schienale con foro facciale .

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

AC132

Sponde a compasso con meccanismo di abbattimento servoassistito realizzate in polimero e alluminio.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AC132/1

Sponda laterale a compasso con blocco in 5 posizioni intermedie e meccanismo di abbattimento

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

4	5
---	---

AC137

Braccioli anatomici in gomma poliuretanicca con anima in metallo. Seguono il movimento dello schienale. Sono ribaltabili per favorire l'accesso laterale. Completamente removibili per facilitare il trasferimento del paziente su un altro dispositivo. La regolazione esterna agevola la fase dell'anestesia.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AC137/1

Coppia braccioli multifunzione imbottiti, rimovibili, movimentabili manualmente, regolabili in altezza, ruotabili, orientabili orizzontalmente rispetto alla seduta su barra DIN.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AC138

Piano con sezione removibile.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AC139

Comandi a pedale posti al pavimento, posizionabili a seconda delle esigenze in ogni condizione operativa, consentono la regolazione dell'altezza variabile.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

AC139/1

Comandi a pedale posti al pavimento, posizionabili a seconda delle esigenze in ogni condizione operativa, consentono la regolazione dello schienale.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

AC139/2

Comandi a pedale posti al pavimento, posizionabili a seconda delle esigenze in ogni condizione operativa, consentono di ottenere le posizioni di Trendelenburg e Trendelenburg inverso.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	10 (solo Trendelenburg quando motorizzato)
---	---	---	---	---	---	---	--

AC141

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono la regolazione dell'altezza variabile.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

AC141/1

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono la regolazione dello schienale.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

AC141/2

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono di ottenere le posizioni di Trendelenburg e Trendelenburg inverso.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

1	2	3	4	5	6	7	10 (solo Trendelenburg quando motorizzato)
---	---	---	---	---	---	---	--

AC152

Trendelenburg/Trendelenburg inverso.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


2	3	4	5	7
---	---	---	---	---

AC155

Bacinella in acciaio inox estraibile ed asportabile per la raccolta dei rifiuti organici.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

5	11	13
---	----	----

AC156

Maniglione di tenuta su barra DIN.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

4	5
---	---

AC167



Display multifunzione touch screen GBTouch per la gestione ed il controllo del dispositivo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

6 | 7

AC167/1




Modulo combo WI-FI / Bluetooth per display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

6 | 7


AC167/2



Chiavetta USB per l'archiviazione interna ALIBY MEMORY del GB Touch..

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


6 | 7

AC167/3

Porta LAN 10/100 per il collegamento in rete del display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


6 | 7

AC167/4

Porta USB trasmissione esterna del dato peso per del display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


6 | 7

AC167/5

Display multifunzione touch screen GBTouch per la gestione ed il controllo del dispositivo.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


6 | 7

AC167/6

Porta RS-232 per display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

6 | 7

AC167/7

Porta RS-485 per display multifunzione touch screen GBTouch.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

6 | 7

AC177

Maniglia laterale per braccia/mani.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

AC182

Femorale motorizzato
COMPATIBILE SOLO per lettini Active 100 - Versione 3.0 - Piano 4 sezioni e Active 120 - Versione 3.0 - Piano 4 sezioni.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


8 | 9

AC183

4a ruota girevole con bloccaggio direzionale.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


10 | 11 | 12

AC187

Barre perimetrali bilaterali per la regolazione elettrica dell'altezza.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

8 | 9 | 10 | 11 | 12

AC187/1

Barre perimetrali bilaterali per la regolazione elettrica dell'altezza e dello schienale.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

8 9 10 11 12

AC188

Ruote retrattili con azionamento tramite leve anteroposteriori.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI


8 9

AC189/1

Piano rete con larghezza ridotto di 85 cm per i lettini Active 100.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

8

AC189/2

Piano rete con larghezza ridotto di 90 cm per i lettini Active 100.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI**8****AC189/3**

Piano rete con larghezza ridotto di 95 cm per i lettini Active 100.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI**8****AC190/1**

Piano rete con larghezza ridotto di 105 cm per i lettini Active 120

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI**9**

AC190/2

Piano rete con larghezza ridotto di 110 cm per i lettini Active 120.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

9

AC190/3

Piano rete con larghezza ridotto di 115 cm per i lettini Active 120.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

9

AC199

Supporto sacca urine removibile.

COMPATIBILE PER I SEGUENTI LETTINI

5