

Francis

Lettino multifunzione



LETTINI

Usato Frequente

Ambulatorio
Bariatrico
Diagnostica ecografica
Esami endoscopici
Fisioterapia
Medicheria
Pronto soccorso



TECNOLOGIA & FUNZIONALITÀ

dispositivo multifunzione
per attività specialistiche



www.gardhenbalance.it



VERSATILE & SICURO

Il **lettino da visita multifunzione** è estremamente versatile e può essere utilizzato per diverse visite specialistiche.

Grazie alle due sezioni, e all'altezza variabile è possibile regolare la posizione del paziente in modo da garantirgli una maggiore comodità durante la visita o altre procedure mediche.

PORTAROTOLO



SCHIENALE REGOLABILE

Sezione schienale regolabile per ottimizzare la postura del paziente.

LEVA SBLOCCO

Leva per lo sblocco manuale della sezione schienale.

PIEDINI

Piedini di livellamento che rendono il lettino saldo al pavimento.



Dotazioni di serie

- Piano suddiviso in due sezioni con articolazione servoassistita dello schienale.
- Schienale regolabile con attuatore a gas.
- Telaio antiribaltamento, indeformabile, rinforzato, realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico.
- Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP - Codice dotazione AC8L.
- Rivestimento in similpelle classe 1IM, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta. - Codice dotazione AC87/1.
- Imbottitura realizzata in resina espansa ad alta densità.
- Basamento ad altezza fissa.
- Piedini di livellamento.
- Portarotolo posto sul retro dello schienale - Codice dotazione AC11.

Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento
Similpelle

Rivestimento
Siliconico

Telaio



Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.



Movimentazioni




SCHIENALE ABBASSATO



SCHIENALE ALZATO



Tabella dimensioni



Scheda tecnica

Codice CND / EMDN	V080603
Codice GMDN	34134
UDI-DI di base	805771740LVISKK
N. progressivo/R	2440269/R
Cod. Prodotto	GB0036.SP Acciaio verniciato GB0036.BP - versione bariatrica Acciaio verniciato
Destinazione d'uso	Lettino da visita
Produttore	GARDHEN BALANCE SRL
Portata Massima	Standard 200 kg / Bariatrico 300 kg
Carico di lavoro sicuro	Standard 235 kg / Bariatrico 335 kg

Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbalance.it - PEC: gardhenbalance@pec.it

Visita il nostro sito www.gardhenbalance.it / Seguici su [in](#) [f](#) [v](#) [@](#) [p](#)

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure.

Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità.

Dep. 108 rev 30/04/2024