



# Lastra Monouso Multiuso




## POSIZIONATORI MONOUSO

### Uso frequente

Chirurgia Generale  
Pronto Soccorso  
Terapia Intensiva  
Sala Parto



### SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE



Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale sociosanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

Il posizionatore multiuso a rilievo, grazie al suo formato estremamente versatile, può essere utilizzato in diverse tipologie di operazioni chirurgiche e per donare comfort e sollievo ai pazienti costretti su sedie a rotelle.

Il colore della schiuma utilizzata per la realizzazione è secondo disponibilità.

## Vantaggi



- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Assicura il ricircolo d'aria
- Realizzato con disegno ergonomico

## Caratteristiche



- Schiuma poliuretanic
- 100% latex free
- Non sterile
- Monouso

## Dimensioni



Cod. Prodotto	N.Progressivo/R	Dimensione
GB.00010PUM01	2237894/R	L.510 x P.200 x H.50 mm

## Scheda tecnica



Codice CND	<b>V080302</b>
UDI-DI di Base	<b>805771740POSPU</b>
Destinazione d'uso	Posizionatore Monouso
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Classe di Dispositivo	Classe I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 259 rev. 19/09/2022

