

Lettino da visita ginecologico

Sicurezza e stabilità



LETTINO

Uso frequente

Pronto soccorso

Fisioterapia

Medicheria

Ambulatorio

Diagnostica ecografica

Esami endoscopici





VASCHETTA INOX ESTRAIBILE



REGGICOSCIA REGOLABILI ED ORIENTABILI

Vantaggi



- Lettino smontabile a due snodi ginecologico.
- Testiera e pediera inclinabile.
- Portata Max 150 kg.
- Tappezzeria imbottitura poliuretano rivestimenti ignifughi Classe 1M.

Dotazioni di serie



- Vaschetta inox estraibile.
- Testiera inclinabile manualmente H 60 cm.
- Pediera con incavo inclinabile manualmente H 60 cm.
- Colore nero.

Scheda colori



COLORI TAPPEZZERIA



Verde



Azzurro



Giallo chiaro



Nero



Rosso



Beige



Blu



Arancione

Accessori consigliati



GBP0803.AP6



Ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piroettanti con freno

GBP0803.AP1



Braccioli 45x15 cm regolabili altezza

GBP0803.AP2



Braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolazione 3D

GBP0803.AP3



Foro su testiera per lettino

Accessori consigliati

GBP0801.AP17



Poggiatesta regolabile e rimovibile

GBP0813.AP1




Portarotoli integrato in acciaio cromato

GBP0801.AP5




Morsetto e canotto diametro 25 mm per asta

GBP0801.AP2



Asta portaflebo in acciaio cromato

GBP0803.AP9



Cestello bombola ossigeno diam 160 mm

GBP0801.AP23



Gancio supporto per sacca drenaggio

Accessori consigliati



GPP901.AP10



Gancio attacco bombola d'ossigeno

Scheda tecnica



Codice CND	Z12011299
N. progressivo/R	1152849
Cod. Prodotto	GBP0813
Destinazione d'uso	Letto da visita ginecologico

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure.

Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità..

Dep. 162 rev. 28/09/2023

