



# Posizionatore Monouso Cuneo




## POSIZIONATORI MONOUSO

### Uso frequente

- Chirurgia Generale
- Pronto Soccorso
- Terapia Intensiva



### SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE



Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale sociosanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

Il posizionatore monouso a cuneo è utilizzabile per il posizionamento e il sostegno di schiena e arti inferiori in diverse tipologie di operazioni.

Il colore della schiuma utilizzata per la realizzazione è secondo disponibilità.

## Vantaggi

- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Assicura il ricircolo d'aria
- Realizzato con disegno ergonomico

## Caratteristiche

- Schiuma poliuretana
- 100% latex free
- Non sterile
- Monouso

## Dimensioni

Cod. Prodotto	N. Progressivo/R	Dimensione
GB.0006PUM01	2237879/R	L.200 x P.460 x H.200 mm
GB.0006PUM02	2237881/R	L.310 x P.560 x H.230 mm
GB.0006PUM03	2237883/R	L.600 x P.580 x H.225 mm
GB.0006PUM04	2237884/R	L.450 x P.600 x H.450 mm
GB.0006PUM05	2237885/R	L.300 x P.550 x H.220 mm

## Scheda tecnica

Codice CND	<b>V080302</b>
UDI-DI di Base	<b>805771740POSPU</b>
Destinazione d'uso	Posizionatore Monouso
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Classe di Dispositivo	Classe I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 255 rev. 23/05/2022

