



# Posizionatore Monouso Gambe Incudine




## POSIZIONATORI MONOUSO

### Uso frequente

- Chirurgia Generale
- Pronto Soccorso
- Terapia Intensiva



### SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE



Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale sociosanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

Il posizionatore monouso gambe incudine è utilizzato principalmente per l'abduzione dell'anca in diverse tipologie di operazioni chirurgiche e procedure riabilitative. Fissaggio tramite fascette in velcro.

Il colore della schiuma utilizzata per la realizzazione è secondo disponibilità.

## Vantaggi



- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Assicura il ricircolo d'aria
- Realizzato con disegno ergonomico

## Caratteristiche



- Schiuma poliuretana
- 100% latex free
- Non sterile
- Monouso

## Dimensioni



Cod. Prodotto	N.Progressivo/R	Dimensione
GB.0017PUM01	2237934/R	L.30 x P.45 x H.15 mm
GB.0017PUM02	2237935/R	L.38 x P.55 x H.15 mm
GB.0017PUM03	2237936/R	L.46 x P.64 x H.15 mm

## Scheda tecnica



Codice CND	<b>V080302</b>
UDI-DI di Base	<b>805771740POSPU</b>
Destinazione d'uso	Posizionatore Monouso
Produttore	GARDHEN BALANCE SRL
Classe di Dispositivo	Classe I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 265 rev. 06/05/2022

