



Posizionatore Monouso Gambe




POSIZIONATORI MONOUSO

Uso frequente

- Chirurgia Generale
- Pronto Soccorso
- Terapia Intensiva



SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE



Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale socio-sanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

Il posizionatore monouso gambe è particolarmente indicato per il posizionamento e il sostegno degli arti inferiori in quelle operazioni chirurgiche che coinvolgono la vena grande safena.

Il colore della schiuma utilizzata per la realizzazione è secondo disponibilità.

Vantaggi



- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Assicura il ricircolo d'aria
- Realizzato con disegno ergonomico

Caratteristiche



- Schiuma poliuretanic
- 100% latex free
- Non sterile
- Monouso

Dimensioni



| Cod. Prodotto | N. Progressivo/R | Dimensione |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| GB.00016PUM01 | 2237933/R | L.690 x P.200 x H.25 / 50 / 95 mm |

Scheda tecnica



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Codice CND | V080302 |
| UDI-DI di Base | 805771740POSPU |
| Destinazione d'uso | Posizionatore Monouso |
| Produttore | GARDHEN BILANCE SRL |
| Classe di Dispositivo | Classe I |

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 264 rev. 06/05/2022

