

Posizionatori Gel Quadrato Multiuso



POSIZIONATORI IN GEL


Uso frequente

Pronto Soccorso


Chirurgia Generale

Terapia Intensiva

Sala Parto



SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE



Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale sociosanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

I posizionatori in gel possono essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria e riutilizzati.

Il posizionatore in gel quadrato multiuso è concepito per una gran varietà di applicazioni, tra cui:

- come cuscino per sedie a rotelle o altre sedute con funzione antidecubito e per donare confort ai pazienti;
- per la protezione delle aree prominenti in diversi tipi di operazioni chirurgiche;
- con funzione antidecubito per alleviare la pressione localizzata in determinate aree nei pazienti costretti a lunghe degenze.

Il colore del gel utilizzato per la realizzazione è secondo disponibilità.

Vantaggi

- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Realizzato con disegno ergonomico
- Sanificabile e riutilizzabile

Caratteristiche

- Radiotrasparente
- Non conduttivo
- GEL di poliuretano
- Rivestimento esterno in poliuretano
- Latex Free
- Antibatterico

Dimensioni

Cod. Prodotto	N. Progressivo/R	UDI-DI di Base	Dimensione
GBSK0023	2245450/R	08809240020746	L.420 x P.420 x H.13 mm
GBSK0024	2245453/R	08809240020760	L.380 x P.380 x H.13 mm
GBSK0025	2245456/R	08809240020777	L.400 x P.400 x H.10 mm
GBSK0027	2245462/R	08809240020791	L.320 x P.320 x H.13 mm

Scheda tecnica



Codice CND	V080302
Destinazione d'uso	Posizionatore Gel
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Classe di Dispositivo	Classe I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali.
È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 289 rev. 09/12/2022

