

Posizionatore Gel Semicilindrico



POSIZIONATORI IN GEL

Uso frequente


Pronto Soccorso

Chirurgia Generale

Terapia Intensiva



SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE



Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale socio-sanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

I posizionatori in gel possono essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria e riutilizzati.

Il posizionatore gel semicilindrico è utilizzabile per il posizionamento e il sostegno di varie parti del corpo (collo, arti inferiori, busto, ecc.) in diverse posizioni e tipologie di operazione.

Il colore del gel utilizzato per la realizzazione è secondo disponibilità.

Vantaggi



- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Realizzato con disegno ergonomico
- Sanificabile e riutilizzabile

Caratteristiche



- Radiotrasparente
- Non conduttivo
- GEL di poliuretano
- Rivestimento esterno in poliuretano
- Latex Free
- Antibatterico

Dimensioni



Cod. Prodotto	N. Progressivo/R	UDI-DI di Base	Dimensione
GBSK0034	2245495/R	08809240020821	L.470 x P.100 x H.50 mm
GBSK0035	2245505/R	08809240028803	L.470 x P.150 x H.80 mm
GBSK0036	2245507/R	08809240020883	L.470 x P.150 x H.120 mm
GBSK0037	2245508/R	08809240020890	L.250 x P.150 x H.80 mm
GBSK0038	2245516/R	08809240020906	L.520 x P.100 x H.80 mm

Scheda tecnica



Codice CND	V080302
Destinazione d'uso	Posizionatore Gel
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Classe di Dispositivo	Classe I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 294 rev. 09/12/2022

