

# Posizionatore Gel Culla Testa Supina



## POSIZIONATORI IN GEL

### Uso frequente

- Pronto Soccorso
- Chirurgia Oftalmica
- Chirurgia Orale
- Chirurgia Facciale
- Chirurgia Plastica
- Terapia Intensiva




**GBSK0009**



**GBSK0010**

### SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE



Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale socio-sanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

I posizionatori in gel possono essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria e riutilizzati.

Il posizionatore in gel culla testa supina è stato progettato per interventi di chirurgia oftalmica, orale e plastica.

Il colore del gel utilizzato per la realizzazione è secondo disponibilità.

## Vantaggi



- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Realizzato con disegno ergonomico
- Sanificabile e riutilizzabile

## Caratteristiche



- Radiotrasparenti
- Non conduttivi
- GEL di poliuretano
- Rivestimento esterno in poliuretano
- Latex Free
- Antibatterico

## Dimensioni



Cod. Prodotto	N. Progressivo/R	UDI-DI di Base	Dimensione
GBSK0009	2245424/R	08809240020654	L.230 x P.230 x H.57mm
GBSK0010	2245425/R	08809240020661	L.190 x P.216 x H.38mm

## Scheda tecnica



Codice CND	<b>V080302</b>
Destinazione d'uso	Posizionatore Gel
Produttore	GARDHEN BALANCE SRL
Classe di Dispositivo	Classe I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 282 rev. 09/12/2022

