

PROST "save"

Dispositivo medico per la prevenzione degli effetti secondari alla compressione localizzata nella zona pelvica



SEDIE

Usi Frequenti

- » Interventi a carico dell'apparato urogenitale nell'uomo e nella donna
- » Micro frattura del coccige
- » Emorroidi
- » Prevenzione dell'IPB (Ipertrofia Prostatica Benigna)
- » Post parto
- » Sedentarietà

Prevenzione & Convalescenza



www.gardhenbalance.it



Prost "Save"

Cos'è

Una sedia speciale... o meglio un dispositivo medico utilizzabile per la prevenzione degli effetti secondari alla compressione localizzata nella zona pelvica. Unica nel suo genere, **Prost "Save"** è progettata per garantire sollievo e benessere in caso di convalescenza post-chirurgica, patologie croniche, traumi, lesioni, infiammazioni, sedentarietà, etc., che interessano la zona pelvica. **Prost "Save"** sostituisce con più efficienza i numerosi cuscini asportabili il cui posizionamento risulta meno agevole e non sempre adeguato.



Particolarmente indicata anche in presenza di cateteri e drenaggi.

Vuoi modificare il colore del rivestimento?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.


*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.






Come Agisce

Il contatto diretto degli organi dell'area pelvica con una superficie piana, benché morbida (sedia comune - immagine 1), genera compressioni statiche che, nel lungo termine, possono essere causa o con causa di numerose patologie più o meno gravi. Per mero esempio, nell'uomo, lo schiacciamento della prostata (esito di sedentarietà), può causare infiammazioni talvolta degenerative.



La distribuzione della massa corporea che non interessa l'area pelvica (immagine 2) è indicata per la prevenzione di ogni possibile patologia a carico dell'apparato uro genitale e del retto.





Quando usarlo...



... POST CHIRURGIA

è utile per evitare la compressione in zona pelvica dopo interventi chirurgici a carico dell'apparato uro-genitale e del retto, senza distinzione di sesso. L'uso di questo dispositivo medico può favorire, e accelerare, la guarigione. La particolare geometria della sedia Prost "Save" è compatibile con la presenza di cateteri e drenaggi.

... FRATTURA DEL COCCIGE

per decomprimere l'area sacrale ... per accelerare il consolidamento della lesione ossea e ottenere un effetto antalgico.



... PIAGHE DA DECUBITO

per la prevenzione delle infiammazioni e piaghe da decubito in area sacrale.

... EMORROIDI

per prevenzione e trattamento delle irritazioni e delle emorroidi. Lenitivo nelle dermatiti da contatto nell'area pelvica.





... PRE E POST-PARTO



durante la gravidanza poiché l'aumento del peso comprime il pavimento pelvico causando fastidiose conseguenze...anche dopo il parto in presenza di lacerazioni o episiotomia.

... SEDENTARIETÀ

si è costretti a restare seduti per lunghi periodi, l'utilizzo della sedia Prost "Save" risulta funzionale per la prevenzione delle complicanze correlate (prostatiti, infiammazioni vescicali, lesioni cutanee, etc.).





Vantaggi

- poiché il cuscino è solidale alla sedia, l'accomodamento risulta estremamente pratico e sicuro;
- imbottitura a strati multipli sovrapposti di poliuretano espanso a densità differenziata e memory foam in superficie;
- rivestimento disponibile in Similpelle (dotazione di serie) e Silica® (componente opzionale - codice AC87) - colore rivestimento a scelta;
- superfici igienizzabili con detergenti di uso comune;
- dispositivo medico progettato per resistere all'uso intensivo;
- utilizzabile da chiunque e ovunque;
- peso ridotto e grande capacità;
- ingombro ridotto;
- telaio in acciaio cromato;
- piedini antiscivolo;
- finiture ergonomiche.





Scheda tecnica

CND e EMDN	V080299
UDI-DI di base	805771740DITRGR
N. progressivo/R	2564199/R
Codice Prodotto	GB0428.SP
Destinazione d'uso	Dispositivi destinati all'accomodamento del paziente durante la degenza e le visite mediche e procedure in genere
Portata	130kg

Dimensioni

Altezza Schienale	85 cm
Altezza Seduta	55 cm
Larghezza	52 cm
Profondità	55 cm

Per dimensioni e portate diverse richiedere preventivo.



PROST "save"

www.gardhenbalance.it



Dispositivo medico per la prevenzione degli effetti secondari alla compressione localizzata nella zona pelvica



Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole Lotto S
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia
Tel. +39.081.8692160 pbx
Fax +39.081.8692460
E-mail: info@gardhenbalance.it

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità.
Dep. 382 rev. 15/04/2024