

Tavolo di Mayo A/V doppio

Tavolo servitore per sala operatoria

1



Affidabilità, qualità
e sicurezza



USO FREQUENTE

ambulatoriale	★★★★
pronto soccorso	★★★★
Sala operatoria	★★★★
medicheria	★★★★
degenza	★★★★
trasporto	★★★★

*** = molto frequente
 ** = frequente
 * = poco frequente



Dettaglio del sistema "Easy Drain" contro il deposito delle impurità

Vantaggi

- Struttura e materiali che consentono la disinfezione all'interno del tunnel di lavaggio;
- Piano di lavoro asportabile, imbutito con perimetro raggiato;
- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica;
- Base con raccordo in polimero "Easy Drain" contro il deposito delle impurità;
- Pedale estremamente ergonomico posto internamente alla struttura;
- Sistema di rotazione dotato di blocco di sicurezza;
- Sistema di elevazione mediante pompa idraulica di precisione, con doppio movimento, a circuito sigillato, con attivazione a pedale.

Dotazioni di serie

- Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304;
- Basamento a 4 razze a sezione circolare;
- 4 ruote gemellate del diametro di 75 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche;
- Ruote in polimero antitraccia;
- Range di elevazione da 935-1.300 mm;
- Grado di libertà +180°/-180°;
- Grado di sicurezza operativa +90°/-90°;
- Portata massima 30 kg.

Configurazioni disponibili



Piano d'appoggio:
 Larghezza: **750 mm**
 Profondità: **550 mm**
 Altezza: **30 mm**
 Ingombro:
 Larghezza: **780 mm**
 Profondità: **580 mm**
 Altezza: **935/1.300 mm**

GBA0024



Piano d'appoggio:
 Larghezza: **650 mm**
 Profondità: **530 mm**
 Altezza: **20 mm**
 Ingombro:
 Larghezza: **735 mm**
 Profondità: **540 mm**
 Altezza: **935/1.300 mm**

GBA0025

Scheda tecnica

• Dati

Codice CND	N.A.
N. progressivo/R	N.A.
Destinazione d'uso	Arredo ausiliario per sala operatoria
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"