

ACCESSORI LETTINI

COMPATIBILI PER

- Francis
- Francis AV
- Francis AV 2.0 (Bariatrico)
- Francis AV 3.0
- Francis AV 4.0 - Lettino Combo 2 in 1
- Francis Scale
- Francis Scale AV

DA PAG. 2 A PAG.5

- Active 100
- Active 120
- Physio
- Francis EL

PAG. 6

COMPATIBILI PER

Francis
Francis AV
Francis AV 2.0 (Bariatrico)
Francis AV 3.0
Francis AV 4.0 - Lettino Combo 2 in 1
Francis Scale
Francis Scale AV

AC4/L



Asta portaflebo in acciaio inox regolabile in altezza a 2 e/o 4 ganci

AC5L/1



Ruote gemellari 150 mm girevoli con stativo integrato e sistema frenante a bloccaggio totale con azionamento mediante pedali antero-posteriori

AC11



Supporto portarotolo posizionato sul retro dello schienale

AC17P/A



N.2 batterie 4,5 A con caricabatteria da tavolo.

AC50L



Avvolgicavo

AC107



Schienale motorizzato.

AC111



Sezione schienale con foro facciale.

AC137



Braccioli anatomici in gomma poliuretana con anima in metallo. Seguono il movimento dello schienale. Sono ribaltabili per favorire l'accesso laterale. Completamente removibili per facilitare il trasferimento del paziente su un altro dispositivo. La regolazione esterna agevola la fase dell'anestesia.

AC138



Piano con sezione removibile.

AC139

Comandi a pedale posti al pavimento, posizionabili a seconda delle esigenze in ogni condizione operativa, consentono la regolazione dell'altezza variabile.

AC139/1

Comandi a pedale posti al pavimento, posizionabili a seconda delle esigenze in ogni condizione operativa, consentono la regolazione dello schienale.

AC139/2

Comandi a pedale posti al pavimento, posizionabili a seconda delle esigenze in ogni condizione operativa, consentono di ottenere le posizioni di Trendelenburg e Trendelenburg inverso.

AC141

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono la regolazione dell'altezza variabile.

AC141/1

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono la regolazione dello schienale.

AC141/2

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono di ottenere le posizioni di Trendelenburg e Trendelenburg inverso.

AC107



Schienale motorizzato attivabile mediante pulsantiera a pedale posta sul basamento anteriore del dispositivo.

AC177



Maniglia laterale per braccia/mani

COMPATIBILI PER

Active 100
Active 120
Physio
Francis EL

AC4/L




Asta portaflebo in acciaio inox regolabile in altezza a 2 e/o 4 ganci

AC11




Portarotolo realizzato in acciaio verniciato posizionato sul retro dello schienale del lettino

AC50L



Avvolgicavo

AC107



Schienale motorizzato

AC111



Foro facciale per la respirazione completo di tappo

AC139



Comandi a pedale posti al pavimento, posizionabili a seconda delle esigenze in ogni condizione operativa, consentono la regolazione dell'altezza variabile.

AC182



Femorale motorizzato
COMPATIBILE SOLO per lettini Active 100 - Versione 3.0 - Piano 4 sezioni e Active 120 - Versione 3.0 - Piano 4 sezioni

AC183



4^a ruota girevole con bloccaggio direzionale